

ЦЕНТРИФУГА серии AWEEL MF20-R

ДИАМ
современная лаборатория

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- > Прочная конструкция, бесшумный ход
- > Бесщеточный мотор, не требующий технического обслуживания
- > Функции безопасности:
автоматическая система распознавания ротора, автоматическая система ограничения скорости, дисбаланс, 2-х точечная блокировка крышки, отображение ошибок со звуковыми сигналами тревоги
- > Регулируемая система ускорения и торможения
- > Специальная функция START - STOP
- > Функции быстрого центрифугирования и быстрого охлаждения
- > Создание и сохранение до 10 программ



Центрифуга **MF20-R** - универсальная лабораторная центрифуга, предназначена для использования в медицинских, промышленных и научных лабораториях для разделения веществ с различной относительной плотностью с помощью центробежной силы.

Максимальная скорость вращения **18.000** об/мин обеспечивает центробежную силу **31.150** x g.

Благодаря специальному приводу гарантируется бесшумная работа, не требующая технического обслуживания.

Центрифуга имеет возможность сохранения программ. В памяти вы можете сохранить до 10 различных наборов данных.

Центрифуга сохраняет последнюю запущенную программу в памяти в течение неограниченного времени, что позволяет перезапустить программу в любое время - даже если центрифуга была выключена во время работы.

Настройки выполняются с помощью ручек и кнопок на панели управления.

Внутренняя часть центрифуги легко моется.

ПАРАМЕТРЫ	MF20-R
Диапазон скорости	500 - 18.000 об/мин, с шагом 10
Max. ускорение	31.150 x g
Диапазон температуры	-9°C до +40°C
Таймер	0 - 99 мин, непрерывно
Программы	10
Разгон/торможение	0 - 9 (10) степеней
Уровень шума	< 58 дБ
Быстрое центрифугирование	+
Быстрое охлаждение	22°C до 4°C
Размеры (ВхШхГ)	350 x 650 x 545 мм
Вес	79 кг



DOMEL

БАКЕТ-РОТОРЫ:



RS 4/100 - No.: 270212

- Бакет-ротор
- 4 x 100 мл
- Мах. размер пробирок: $\phi 44$ x 100 мм
- Мах. скорость: 5 000 об/мин
- Мах. ускорение: 4 220 x g



RM 2/3 - No.: 270848

- Бакет-ротор
- 6 x микропланшет
- Мах. размер планшет: 86 x 128 мм
- Мах. скорость: 3 000 об/мин
- Мах. ускорение: 1 320 x g

Бакеты для микропланшет BM 3 - No.: 168790



RS 4/200 - No.: 383672

- Бакет-ротор
- 4 x 200 мл
- Мах. размер пробирок: $\phi 57$ x 105 мм
- Мах. скорость: 5 000 об/мин
- Мах. ускорение: 4 220 x g

УГЛОВЫЕ РОТОРЫ:



RA 24/2 - No.: 375944

- Угловой ротор с аэрозоленепроницаемой крышкой
- 24 x 1,5/2,0 мл, адаптеры для ПЦР (опция)
- Мах. размер пробирок: $\phi 11$ x 40 мм
- Мах. скорость: 18 000 об/мин
- Мах. ускорение: 31 150 x g



RA 24/2 - No.: 228442

- Угловой ротор с крышкой
- 24 x 1,5/2,0 мл, адаптеры для ПЦР (опция)
- Мах. размер пробирок: $\phi 11$ x 40 мм
- Мах. скорость: 18 000 об/мин
- Мах. ускорение: 31 150 x g



RA 16/5 - No.: 403055

- Угловой ротор с аэрозоленепроницаемой крышкой
- 6 x 5,0 мл
- Мах. размер пробирок: $\phi 17$ x 54 мм
- Мах. скорость: 14 000 об/мин
- Мах. ускорение: 21 450 x g



RA 30/2 - No.: 228451

- Угловой ротор с крышкой
- 30 x 1,5/2,0 мл, мл, адаптеры для ПЦР (опция)
- Мах. размер пробирок: $\phi 11$ x 40 мм
- Мах. скорость: 14 000 об/мин
- Мах. ускорение: 21 450 x g



RA 30/15 - No.: 454656

- Угловой ротор со вставками
- 30 x 15 мл круглодонные
- Мах. размер пробирок: $\phi 17$ x 120 мм
- Мах. скорость: 5 000 об/мин
- Мах. ускорение: 4 050 x g



RA 6/50 - No.: 448914

- Угловой ротор со вставками
- 6 x 50 мл конические
- Мах. размер пробирок: $\phi 29$ x 120 мм
- Мах. скорость: 5 000 об/мин
- Мах. ускорение: 3 490 x g

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ РОТОРЫ:



RA 6/PCR - No.: 273335

- Угловой ПЦР ротор
- 6 x 8 ПЦР стрипов
- Мах. размер пробирок: $\phi 9$ x 22 мм
- Мах. скорость: 14 000 об/мин
- Мах. ускорение: 19 500 x g

Мы оставляем за собой право изменять детали спецификации и т. д. без предварительного уведомления! V:06-20

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

