

Автоматические льдогенераторы серии ХВ

Эта машина особенно подходит для лабораторий, научно-исследовательских институтов, больниц, школ и т.д., она также может быть использована в супермаркетах для сохранения продуктов питания, рыболовных холодильных установках, медицинских приложениях, химической, пищевой и других отраслях промышленности.

ОСОБЕННОСТИ

- Использование высококачественной оболочки из антикоррозийной и прочной нержавеющей стали
- Использование импортного компрессора без фреона, пенопластовой изоляционной коробки без фреона, хороший эффект теплоизоляции, энергосберегающая защита окружающей среды
- Импортный двигатель, компьютерный чип, весь процесс контролируется компьютером, с полным льдом, нехватка воды, защита от холода, надежное управление, низкий уровень шума, плавная работа, большое количество льда, небольшая и практичная форма льда, автоматическое разделение льда и воды



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Объем льда (кг/24ч)	Вес льда (кг)	Размер (Д×Ш×Г мм)	Ном.мощность (кг)	Метод конденсации	Расход воды (л/час)
XB-20	20	10	300×493×547	32	С воздушным охлаждением	≤0.8
XB-30	30	10	300×493×547	34	С воздушным охлаждением	≤1.2
XB-40	40	15	380×543×722	40	С воздушным охлаждением	≤1.6
XB-50	50	15	380×543×722	40	С воздушным охлаждением	≤2.0
XB-70	70	25	548×611×883	57	С воздушным охлаждением	≤2.9
XB-85	85	25	548×611×883	57	С воздушным охлаждением	≤3.5
XB-100	100	25	548×611×883	58	С воздушным охлаждением	≤4.5
XB-130	130	45	500×612×945	62	С воздушным охлаждением	≤5.4
XB-150	150	55	635×611×945	70	С воздушным охлаждением	≤6.2

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

