



Loopster basic

/// Технический паспорт

Цифровой ротатор для плавного, но эффективного перемешивания на постоянной скорости. Идеален для биологических проб, особенно крови. Применяется для разделения и перемешивания порошков и жидкостей в пробирках Эппендорфа и Грейнера объемом до 50 мл. Легкосъемные приспособления упрощают чистку в случае разлива проб.

- Регулируемый угол вращения
- Различные приспособления позволяют использовать ротор для широкого круга применений
- Может использоваться при температурах от 4 до 50 °C в инкубаторах



designed for scientists

- Легкое управление с помощью мембранной клавиатуры
- Подходит для непрерывной работы
- 20 об/мин (фиксированная)





designed for scientists

Технические данные

| | |
|---|--------------------|
| Траектория встряхивания | вращающий |
| Макс. встряхиваемый вес (с платформой) [kg] | 2 |
| Разрешенное время во вкл. состоянии [%] | 100 |
| Диапазон скоростей - мин. [rpm] | 0 |
| Скорость фиксированная [rpm] | 20 |
| Индикатор скорости | нет |
| Дисплей таймера | нет |
| Режим работы | Непрерывная работа |
| Угол наклона поворотной платформы, не менее [°] | 0 |
| Угол наклона поворотной платформы, не более [°] | 90 |
| Размеры [mm] | 300 x 360 x 300 |
| Вес [kg] | 3.644 |
| Допустимая температура окружающей среды [°C] | 4 - 50 |
| Допустимая относительная влажность [%] | 80 |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 21 |
| Напряжение [V] | 100 - 240 |
| Частота [Hz] | 50/60 |
| Постоянное напряжение [V=] | 24 |
| Энергопотребление [mA] | 1000 |

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

